



## Der Parostatus von DentaGest

**Papierlos können Sie die parodontale Bewertungen ihrer Patienten direkt in DentaGest erfassen. Mittel- und auch Zeitsparend, mit einer intuitiven und schnellen Erfassung aller Informationen, die Sie brauchen.**



- ☞ Tasche / Rezession: geben Sie einen Wert mit der Tastatur ein und der Einfügepunkt geht automatisch ins folgende Feld. Die Farbe des Feldes deutet auf einen gesunden oder ungesunden Wert an.
- ☞ Klinische Beobachtungen: geben Sie an, ob Sie Blutung, Eiterung oder Zahnstein beobachten.
- ☞ Klinischer Status: Beweglichkeit, Furkation, Implantat, fehlender Zahn, Amputation? Alles kann auf dem Status eingegeben und angezeigt werden.
- ☞ Grafische Darstellung: Sie haben die Möglichkeit, die Taschentiefen und die Rezessionen als Messkurve oder Balkendiagramm darzustellen.
- ☞ Vergleich: die sukzessiven Bewertungen eines Patienten können in einem Blick in Form einer Tabelle verglichen werden.



- ☞ Beobachtungen austauschen: den Parostatus zu drucken oder ihn einem Kollegen per Email zu senden, braucht nur wenige Klicks.